



# Argimed

S.R.L.

## LAVADO Y DESINFECCIÓN Lavadora de cateteres

Reproduce en forma consistente todos los pasos necesarios para reacondicionar en forma precisa y segura catéteres de hemodinamia, angiografía, cardiología intervencionista y cualquier otro elemento con algún conector *luer lock*.

En su nueva versión incorpora una pantalla táctil para fácil control y visualización de los estados de lavado. Dado que es un proceso automático y autocontrolado, evita los errores y variables de los procesos manuales.



### Características técnicas

- El equipo efectúa las diluciones correctas para limpieza y desinfección a partir de la concentración del desinfectante, según indicación del fabricante
- Se evita la manipulación de sustancias químicas que puede provocar derrames o emisión de vapores que afecten al personal técnico
- El equipo se auto limpia después de cada proceso, evitando infecciones cruzadas
- Requiere poco espacio, con aporte de agua potable, un desagote y aire comprimido
- Evita el exceso de consumo de agua potable y desinfectantes
- Realiza el secado de los conductos internos usando el aire comprimido
- Reduce al mínimo el tiempo de trabajo del personal técnico

#### Requerimiento hidráulico

**Flujo mínimo de agua:**  
1,5 L por minuto

**Tipo de agua:** potable

**Temperatura del agua:**  
entre 10 y 38° C

**Desagote:** 10 L por minuto

**Cantidad de agua consumida x proceso:**  
50 L (aprox.)

#### Especificaciones técnicas

**Alarmas:** de fin de proceso y de falta de detergente

**Peso:** 10 Kg aprox.

**Alimentación:** 220 v 50-60 Hz

**Consumo:** 200 W

**Dimensiones aproximadas**


**Alto** 300 mm

**Ancho** 780 mm

**Profundidad** 450 mm



 Bella Vista 1181/85  
C.A.B.A. - Argentina

 +54 11 4584-6488  
+54 11 4588-0450

 [argimed@argimed.com.ar](mailto:argimed@argimed.com.ar)  
[www.argimed.com.ar](http://www.argimed.com.ar)