



Bomba de Alimentación Enteral
BIOMAX 500 BAE



Fabricación Nacional

Service rápido

Repuestos siempre disponibles

Texto en Castellano

Configuración de Descariables según necesidades



Bella Vista 1181/85
C.A.B.A - Argentina



+54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450



argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar





Industria Argentina

Bomba de Alimentación Enteral *BIOMAX 500 BAE*

Alimentación Enteral

Rango de infusión	Entre 1 y 50 ml/h con incrementos de 1ml/h Entre 100 y 340 ml/h con incrementos de 5ml/h
Dosis a infundir	Entre 5 y 2000 ml con incrementos de 5 ml/h
Cebado	Sin totalizador de volumen y tiempo
Precisión (Valor Nominal)	± 10% con Solución Salina para velocidades de transferencia >2ml/h y volúmenes >50ml con descartable Marca ARGIMED
Alarmas	Sonoras y Visuales para Inactividad, Error de Flujo, Fin de Infusión
Suministro de corriente	220V CA 50/60 Hz (110 V sobre pedido)
Consumo de corriente	14 W
Batería	de Lítio-Ion Recargable con autochequeo
Duración máxima de la batería (con batería totalmente cargada)	2 hs a 315 ml/h (aproximadamente) 4 hs a 125 ml/h (aproximadamente)
Clasificación Eléctrica	Aparato Clase 1, con fuente de energía eléctrica interna, Tipo B, Funcionamiento Continuo, IPX1 (Normas IRAM 4220 y IEC60601)
Peso	2,00 kg (con batería)
Dimensiones	140 mm (ancho) x 250mm (alto) x160mm (profundidad)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura entre 10° y 40°C Humedad entre 20 y 90%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura entre -5° y 45°C Humedad entre 20 y 90%



Consulte sobre todas nuestras líneas de descartables y desarrollos de equipamiento médico a:




Industria Argentina

Bella Vista 1181/85 (C1416EJA)
C.A.B.A - Argentina
+54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450
argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar

